

Cuvetten Segment

zur sicheren Anwendung
in Cobas® Mira-Selektivanalysatoren.
Von Ritter



ritter

Cuvetten Segment: Produktinformationen

1. Für Cobas®Mira-Systeme


Die Ritter Cuvetten Segmente sind ohne Einschränkung kompatibel zu den Cobas Mira-Systemen.

2. Beständige Qualität

Die vollautomatische Fertigung der Cuvetten Segmente garantieren eine konstante Qualität. Durch aufwendige Kontrollen in jeder einzelnen Produktionsphase wird sichergestellt, daß die hohen Qualitätsanforderungen, auch bezüglich der Transparenz des Materials im Meßbereich, erfüllt werden. Meßfehler und Fehlanalysen sind somit ausgeschlossen.

3. Verbesserte Halterung

Durch die optimierte Halte-lasche am Cuvetten Segment ist ein sicheres Einrasten in das Karusell gegeben. Auch während des Betriebes bleibt das Cuvetten Segment fixiert, unerwünschte Betriebsunterbrechungen werden dadurch vermieden.



4. Hochwertiges Material

Die Cuvetten Segmente bestehen aus dem für diesen Einsatz bestens geeigneten Material PolyMethylMethAcetat (PMMA).

COBAS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hoffmann La Roche, Schweiz

Cuvetten Segment: Bestellinformationen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Liefereinheit
43001-0018	Cuvetten Segment	einzel in PE-Beuteln verpackt, 50 Stück pro Faltschachtel, 10 Faltschachteln pro Umkarton (= 500 Stück)	500 Stück
43001-0028	Cuvetten Segment	im Magazin 15 Stk. pro Magazin, 30 Magazine pro Umkarton (= 450 Stück)	450 Stück



ritter gmbh
Kaufbeurer Straße 55, D-86830 Schwabmünchen
Telefon (08232) 5003-45, Telefax (08232) 5003-48
e-mail : med@ritter-online.de