



Schwabmünchen, den 07.07.2006

MicroTubeRack auch für den Tiefkühlbereich Ein System für Roboter-Stationen und Multikanal-Pipetten

Die Firma Ritter medical care aus Schwabmünchen hat ihr Micro Tube Rack überarbeitet und als einziger Anbieter mit einer Neuheit ausgestattet: einem abnehmbaren Boden, der auch zum Einfrieren geeignet ist.

Das lästige Umlagern entfällt, die Tubes müssen nicht mehr herausgenommen werden.

Die Trägerplatte eignet sich durch den abnehmbaren Boden ideal für Temperatur abhängige Anwendungen, also das Erhitzen im Warmwasserbad von + 37 bis + 95 Grad, oder im Tiefkühlbereich bis - 85 Grad Celsius. Die spezielle Form des Bodens verhindert das Anfrieren der Tubes. So können diese auch im gefrorenen Zustand aus dem Rack heraus genommen werden. Mit Boden lassen sich die Racks stapeln und die Röhrrchen frieren dennoch nicht an, ohne Boden ergibt sich ein deutlicher Zeitgewinn beim Erwärmen beziehungsweise Einfrieren. Ebenso wird durch den speziellen V-Boden ein Probenverlust vermieden. Selbstverständlich wird der SBS-Standard eingehalten, dadurch ist das Rack für fast alle Automaten kompatibel. Extra für einen luftdichten Verschluss sind Noppendeckel erhältlich. Die Abdeckung ist transparent und mit alphanumerischer Codierung; sie rastet mit der Trägerplatte ein und ist stapelbar. Die Tubes sind einzeln oder als 8er Strip mit 1,2 Milliliter (ml) verfügbar.

Foto: MicroTubeRack, Fa. Ritter - Schwabmünchen

www.ritter-medicalcare.de

Belegexemplar erbeten an Pressekontakt:

Fritsch PR, Boschstraße 6, 86343 Königsbrunn

Tel: 08231-347875 Fax: 08231-916795 Mobil: 0179-7923138 Email: rita.fritsch@fritsch-pr.de